

Robinetteries aseptiques

biotechnologie, pharmaceutique, alimentaire

Robinet à boisseau sphérique aseptique

avec raccordement à rincer

- CIP capable
- raclable
- automatisation possible



Vannes à papillon aseptique

conformité FDA, CIP capable

- raccordement DIN 11850 et 11864
- Clamp
- embouts à souder

DN 20 à 150 , PN 10



Disque de rupture aseptique

- résistant contre vide
- raccord Tri-Clamp
- raccords DIN 11850 et DIN 11864



Nettoyage CIP Installations CIP

Têtes de gicleur CIP

- Boule de nettoyage statique
- Têtes d'injecteurs dynamiques
- Nettoyeuse de rayon de l'objectif
- Configuration de l'aspersion adaptée



TANKO Appareil d'aspersion

- actionnement externe
- entraînement magnétique
- différents nombres d'injecteurs



Appareil de curage CIP

- mobile ou stationnaire
- commandé par l'opération

